ルミナスリフト for Salon FAQ

■機能・モード■

Q. モードごとに、どのような機能が搭載されていますか？

. CLEAN モード:RF、イオンクレンジング、振動、青色 LED

. MOISTURE モード：RF、DYHP、EMS（高周波～低周波)、イオンモイスチャー、振動、赤色 LED

. COOL モード：冷却、青色 LED

※取扱説明書の 15～16 ページに記載されています。

Q. EMS は低周波ですか？

低・中・高周波です。

Q. RF のレベルを上げると、何が変わりますか？

温まりが早くなり、体感温度も高くなります。

■使い方・使用上の注意■

Q. シートマスク（パック）と併用できますか？

CLEAN モード以外は、シートマスクと併用できます。

. CLEAN モード：必ずコットンを使用してください。

. COOL モード：素肌への使用をおすすめします。

Q. CLEAN・MOISTURE モードは目元に使えませんが、LED だけを離して照射できますか？

LED 光のみであれば、目元にも使用できます。目を閉じ、電極ヘッドを肌から 5cm 以上離して照射してください。

※取扱説明書の 2・24・25 ページに記載されています。

Q. 使用頻度と使用時間の目安を教えてください。

・CLEANモード：週2～3回、1回3分

・MOISTUREモード：週2～3回、1回5分

・COOLモード：毎日使用可能、1回3分

同じモードを 1 日に 2 回以上使用することはお控えください。使いすぎると肌を傷める可能性があります。使用頻度は目安ですので、肌の状態を見ながらお使いください。

■製品仕様・販売情報■

Q. 海外でも使用できますか？

使用できます。必ず交流 100～240V でご使用ください。

※取扱説明書の 9 ページに記載されています。

Q. 製造国はどこですか？

日本です。

Q. 満充電までの時間はどのくらいですか？

室温約 25℃の場合、約 3 時間で満充電になります。

Q. オートオフ機能はありますか？

スタンバイ表示のまま約 5 分間操作しないと、「ピッピッ」と音が鳴り、自動で電源が切れます。COOL モード終了後も、自動で電源が切れます。

Q. 何歳から使用できますか？

15 歳以上の方が使用できます。未成年の方は、保護者の同意を得たうえで、保護者の監視のもと使用してください。

Q. 防水・防滴機能はありますか？

防水・防滴機能はありません。電極ヘッド周辺とボタン周辺には、化粧品やジェルが内部に入りにくいよう、パッキンを設置しています。